

CERDAS REPRODUCTORAS 4% FYT



Ibay marca la diferencia:



**ALTA CONCENTRACIÓN VITAMÍNICA
MICROMINERALES EN LAS SALES MÁS DISPONIBLES
ADICIÓN ENZIMÁTICA-FITASAS
MEJOR UTILIZACIÓN DEL FÓSFORO
ALTAS DOSIS DE VITAMINA E
MEJOR FORMACIÓN Y CRECIMIENTO FETAL
EQUILIBRIO PRODUCCIÓN-FERTILIDAD**



¡TU EXPLOTACIÓN AL MÁXIMO RENDIMIENTO!



Ibay



CERDAS REPRODUCTORAS 4% FYT

PIENSO MINERAL

Composición en 40 kg.

Vitaminas, provitaminas y sustancias de efecto análogo químicamente bien definidas:

Vitamina A (Retinol) E-672	9.000.000 UI
Vitamina D3 (Colecalciferol) E-671	1.750.000 UI
Vitamina E (Acetato d, l-alfa Tocoferol).....	10 gr.
Vitamina K3 (Menadiona).....	500 mg.
Vitamina B1 (Tiamina).....	1 gr.
Vitamina B2 (Riboflavina).....	3.5 gr.
Vitamina B6 (Piridoxina).....	500 mg.
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....	20 mg.
Ácido Nicotínico.....	30 gr.
Pantotenato de calcio.....	10 gr.
Cloruro de colina.....	200 gr.
Biotina.....	50 mg.

Antioxidantes:

Butilhidroxitolueno (BHT) E-321	300 mg.
---------------------------------------	---------

Enzimas:

6-Fitasa (EC.3.1.3.26.) E- 1614(i).....	750.000 FYT
---	-------------

Aromatizante

Aroma natural.....	c.s./q.b.
--------------------	-----------

Oligoelementos y compuestos de oligoelementos:

Manganeso (Óxido manganeso) E-5.....	35 gr.
Zinc (Óxido de zinc) E-6.....	90 gr.
Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) E-4.....	20 gr.
Yodo (Yoduro de potasio) E-2.....	500 mg.
Hierro (Carbonato ferroso) E-1	50 gr.
Cobalto (Carbonato básico cobaltoso monohidratado) E-3.....	440 mg.
Selenio (Selenito de sodio) E-8.....	80 mg.

Componentes y niveles analíticos:

Calcio 31.0 %, Fósforo 1.5 %, Sodio 4.9 %, Lisina no contiene, Metionina no contiene.

Composición:

Carbonato de calcio anhidro, cloruro de sodio, fosfato monocálcico.

"Fósforo total teórico" = 6 % (fósforo inorgánico + aporte fitasa).

Destino:

Para cerdas reproductoras.

Modo de empleo:

Incorporar 40 kg. por tonelada de la mezcla de harinas.

Para uso en piensos compuestos que contengan más de 0.25 % de fósforo combinado con fitina.

Estable a la granulación sin sobrepasar los 85° C durante 25-30 segundos.

Interacciones e incompatibilidades:

Prohibida su administración simultánea con vitamina D2.

Peso neto 20 kg.

**Los mejores resultados siempre
con Ibay**